

RS232 i USB




Bluetooth lub Wi-Fi **opcja**



model ergoselect 5

Regulacja wysokości kierownicy

Regulacja elektryczna **opcja**



Opcjonalne kolory
wykończenia

3 wersje panelu sterującego (M/P/T)

Regulacja nachylenia kierownicy

Nośność do 160 kg

opcja Nośność do 200 kg

Płynna regulacja wysokości siedziska

opcja Regulacja pneumatyczna lub elektryczna

opcja Regulacja ramienia pedałów

Ultra cichy mechanizm,
zatrzymanie ruchu bez opóźnienia

Obniżona wysokość podstawy

Stabilna aluminiowa podstawa / pełna aluminiowa płyta dla modelu 5

Bezpośrednie sterowanie obciążeniem z wbudowanego panelu lub zewnętrznego oprogramowania (kompatybilny z ECGpro i Blue Cherry)