

Specyfikacja techniczna

Model	1062/E	1060/EE
Konstrukcja	Stabilna konstrukcja stołu z leżem dwuczęściowym (wersja EKAT dodatkowo z wycięciem do badań echokardiograficznych) oraz półką na nogi i parą podłokietników	
Materiał leża	Skóra syntetyczna o grubości 64 mm, dostępne w wybranej gamie kolorów RAL	
Wymiary leża	1900 x 620 mm z podziałem długości: 1400 mm + 500 mm (podparcie głowy)	
Wymiary wycięcia echo	300 x 250 mm (tylko wersja EKAT)	
Wysokość leża	730 mm	elektrycznie regulowana w zakresie 730 – 930 mm
Dopuszczalne obciążenie	150 kg	
Regulacja nachylenia	Elektryczna w zakresie -20° do + 74° (kąt płaszczyzny leża do podstawy)	
Czas opuszczania	Maks. 14 s z pozycji +74° do 0°	
Regulacja podparcia głowy	od 0° do 30°, płynna ręczna lub pneumatyczna (opcja)	
Zabezpieczenie pacjenta	Pas dł. 220 x 25 cm zapinany na rzepy	
Sterowanie	Przełącznik nożny lub ręczny (opcja)	
Masa własna	110 kg	
Zasilanie	240V 10A	

Podstawowa wersja stołu
KT

model KT-1062/E

Wersja echokardiograficzna
EKTUKG
echo

model EKT-1060/EE