



Ergoflow

- elastyczne płatki zastawki w torze oddechowym
- brak elementów łożyskowych i elektroniki
- małe opory przepływu
- dokładność i liniowość charakterystyki
- mała objętość martwa
- w całości dezynfekowalny
- prosty i szybki montaż

Parametry techniczne Ergoflow

metoda pomiaru	różnica ciśn. na elastycznej kryzje
zakres pomiaru przepływu	± 16 L/s
opór przepływu	$< 0,12$ kPa*s/L do 14 L/s
efektywna przestrzeń martwa	< 32 mL
rozdzielczość przepływu	< 1 mL/s
dokładność	maks. większa z: $\pm 3\%$ lub 50 mL/s

prosty w eksploatacji i łatwy w utrzymaniu czystości* element bez elementów obrotowych, łożyskowych i elektroniki

*zalecana dezynfekcja, możliwa sterylizacja gazowa zmniejsza żywotność elementu